

US MEDICA

QUADRO





Поздравляем с покупкой массажного кресла US MEDICA. Это высокотехнологичное устройство разработано нашими инженерами с использованием самых последних технологий. Качество компонентов и сборки тестируется на всех этапах производства, а его эргономика и дизайн разработаны с учетом анатомии человека.

Основной задачей компании US MEDICA является создание продуктов, отвечающих мировым стандартам качества и предоставляющих высокий уровень комфорта и эффективности. Это позволяет нашей продукции оставаться востребованной на рынке и способной удовлетворить самого требовательного покупателя.

Вся продукция компании US MEDICA представлена на сайте www.us-medica.ru.
По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	5
Меры предосторожности.....	6
Описание деталей кресла.....	8
Установка кресла.....	9
Пульт управления.....	10
Сборка кресла.....	12
Перемещение кресла.....	20
Регулировка спинки кресла и подставки для ног.....	21
А Автоматические режимы массажа всего тела.....	22
В Механические режимы массажа.....	24
С Воздушно-компрессионные режимы массажа.....	26
Завершение работы.....	27
Устранение неполадок.....	28
Хранение и уход.....	29
Технические характеристики.....	30

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Функция сканирования роста пользователя запускается перед началом каждого автоматического режима массажа.
- 5 автоматических режимов массажа: ПРОБУЖДАЮЩИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ, ШЕЯ/ПЛЕЧИ, БЕДРА/НОГИ.
- Возможность выбора вида массажного воздействия в режиме ручных настроек: разминание (2 режима), постукивание (2 режима), массаж шиацу (2 режима), прокатывание роликами вдоль позвоночника.
- Воздушно-компрессионный массаж рук, плеч, поясницы, ягодиц, бедер, ног и стоп.
- Регулировка скорости и интенсивности движения массажных роликов в автоматических и механических режимах.
- Регулировка ширины расположения массажных роликов в режиме ручных настроек (3 уровня).
- 2 положения системы нулевой гравитации ZERO-G позволяют изменить положение кресла, благодаря чему вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости. Мышцы тела расслабляются, что способствует максимальной эффективности массажа.
- Опциональный прогрев поясницы.
- Опциональный вибрационный массаж ягодиц.
- Опция «ПАУЗА» для приостановки сеанса массажа без полной его остановки.
- Возможность изменения интенсивности массажного воздействия при помощи съемной дополнительной внутренней подушки.
- Возможность выбора длительности сеанса массажа: 5/10/15/20/25/30 минут.
- Акупунктурный массаж ладоней.
- Русифицированный пульт управления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с вашим врачом и убедитесь, что состояние вашего здоровья позволяет использовать массажное кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной поверхности.
- При перемещении кресла из холода в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- Не используйте массажное кресло при температуре выше 40°C.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться креслом без присмотра со стороны.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов и избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или передние поверхности бедер.
- Не помещайте руки или ноги между роликами, это может привести к травме.
- Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие предметы во избежание повреждений.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Массажное кресло не предназначено для терапевтических или лечебных целей.
- Не вставайте, не садитесь и не помещайте тяжелые предметы на подставку для ног.
- Не вставайте ногами на подлокотники, сиденье или спинку кресла.
- Не засыпайте во время сеанса массажа.
- Не помещайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или спинки кресла, убедитесь, что рядом с ними отсутствуют какие-либо посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).

- Не тяните массажное кресло за шнур питания.
- Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
- Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой зоны 10-ю минутами. Превышение времени массажа может привести к нежелательным последствиям в результате избыточной стимуляции мышц. Чрезмерное превышение времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать перегрев массажных механизмов и сократить срок его службы.
- Проверьте соответствие напряжения домашней сети требованиям к эксплуатации кресла.
- Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей, заземленной надлежащим образом, розетке.
- Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого замыкания и пожара.
- Ни в коем случае не используйте кресло при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, натянут, запутан и не перегибался во избежание повреждения или возгорания.
- Если во время использования массажного кресла произошло отключение электроэнергии, переведите переключатель питания в положение «0» (выкл.) и отключите кресло от сети во избежание повреждений до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха


дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!

- Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками!

Использование массажного кресла противопоказано:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс медицинского лечения;
- лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза;
- больным, которым предписан полный покой;
- при заболеваниях остеопорозом;
- лицам с повышенной температурой тела (37,5°C и более);
- при тромбозе;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА




УСТАНОВКА КРЕСЛА



- Устанавливайте кресло на ровной поверхности. Убедитесь, что вокруг достаточно места.
- При установке кресла убедитесь, что оно отключено от сети.
- Вследствие того, что спинка массажного кресла отклоняется назад, а подставка для ног поднимается

вверх, убедитесь, что сзади и спереди кресла имеется около 60 см свободного пространства.

- Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Чтобы этого избежать, располагайте кресло на мягком покрытии или коврик.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



1.  Кнопка включения/выключения устройства.
2.  II. Пауза текущего режима массажа/выбор длительности сеанса массажа (длительное нажатие).

Регулировка спинки кресла и подставки для ног

3. Регулировка угла наклона подставки для ног (вверх/вниз).
4. Приведение кресла в вертикальное/горизонтальное положение.

A

Автоматические режимы массажа

5. **ПРОБУЖДАЮЩИЙ.**
6. **ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ.**
7. **РАССЛАБЛЯЮЩИЙ.**
8. **ШЕЯ/ПЛЕЧИ.** Массаж в области шеи и плеч.
9. **БЕДРА/НОГИ.** Массаж бедер и ног.

10. **ZERO-G.** Режимы нулевой гравитации.

B

Механические режимы массажа

11. **РАЗМИНАНИЕ.** Разминающий массаж.
12. **ПОСТУКИВАНИЕ.** Постукивающий массаж.
13. **ШИАЦУ.** Массаж шиацу.
14. **РОЛИКОВЫЙ.** Прокатывание роликов вдоль позвоночника.
15. **СИЛА.** Выбор интенсивности массажа.
16. **СКОРОСТЬ.** Регулировка скорости движения массажных роликов.

Регулировка расстояния между массажными роликами во время механических режимов

17. **ШИРОКО.**
18. **СРЕДНЕ.**
19. **УЗКО.**

20. **ОБЛАСТЬ.** Массаж выбранной области спины.
21. **ТОЧКА.** Массаж выбранной точки спины.
22. **ВЫШЕ.** Движение роликов вверх.
23. **НИЖЕ.** Движение роликов вниз.


C

Воздушно-компрессионные режимы массажа


24. **ПЛЕЧИ.**
25. **ПОЯСНИЦА/ЯГОДИЦЫ.**
26. **РУКИ.**
27. **ИКРЫ/СТОПЫ.**

28. . Уменьшение уровня интенсивности воздушно-компрессионных режимов массажа ().
29. . Увеличение уровня интенсивности воздушно-компрессионных режимов массажа ().
30. **ПРОГРЕВ.** Опциональный прогрев поясницы.
31. **ВИБРАЦИЯ.** Режим вибрационного массажа ягодиц.


СБОРКА КРЕСЛА




1. Распакуйте кресло. Желательно задействовать двух человек для того, чтобы достать кресло из упаковки. Убедитесь в полной комплектации изделия. Снимите все упаковочные материалы с кресла.




2. Извлеките накидку спинки кресла и подушку сиденья. Разъедините шланги, идущие из накидки и из подушки сиденья. Снимите с них заглушки. Должно получиться 4 шланга.




3. Положите накидку сверху на кресло и, согласно нумерации, соедините 4 шланга, идущие из накидки с раздвоенными коннекторами, идущими из корпуса кресла.




4. Соедините 2 провода, идущие из накидки с 2-мя проводами, идущими из корпуса кресла.




5. Поднимите спинку кресла вертикально и вставьте ее в сиденье таким образом, чтобы направляющие, расположенные с обеих сторон спинки кресла, полностью вошли в специальные пазы, расположенные на сиденье. Затем наклоните спинку вперед.




6. Вытащите заглушку из воздушного шланга, идущего из спинки кресла и соедините его со шлангом, идущим из корпуса кресла.




7. Вытащите болт и стопор из кронштейна (рис. I). Совместите сквозные отверстия 2-х кронштейнов и вставьте на место болт и шплинт (рис. II и III).




8. Вставьте штекеры в соответствующие гнезда, согласно цветовой гамме. Черный штекер необходимо вставить в черное гнездо, а серый — в серое.




9. Потяните вверх язычок, расположенный под спинкой кресла с тыльной стороны, и наклоните спинку кресла назад.




10. Извлеките боковые панели с воздушными подушками для плеч и расстегните на них «застежку-молнию».




11. С помощью шестигранника слегка открутите 3 болта, расположенные с каждой стороны спинки кресла.




12. Насадите на болты боковую панель. Обратите внимание, что разъем для воздушного шланга должен находиться снизу.



13. Соедините воздушные шланги и надежно закрутите болты.




14. Застегните «застежку-молнию» с двух сторон.




15. Снимите защитный материал с «застежек-липучек», расположенных на накидке и закрепите ее на кресле сверху и снизу с помощью «застежек-липучек» и «застежек-молнии».

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

- Возьмитесь за подставку для ног.
- Наклоните кресло примерно на 45 градусов (как показано на рисунке ниже) и двигайте его вперед.
- Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем человеком.
- Желательно подстелить под кресло половик, т. к. оно может поцарапать пол во время перемещения.



РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ КРЕСЛА И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ



- Подключите кресло к электросети.
- Переведите переключатель питания в положение «I».
- Нажмите кнопку включения/выключения 1 на пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.
- Для регулировки угла подъема подставки для ног (вверх/вниз) нажмите на одну из кнопок 2. Подставка начнет подниматься вверх или опускаться вниз. При достижении желаемого положения подставки для ног повторно нажмите на одну из данных кнопок для остановки регулировки.



Внимание! Не вставляйте и не помещайте тяжелые предметы на поднятую подставку для ног!

- Для приведения кресла в горизонтальное/вертикальное положение нажмите на одну из кнопок 3. Кресло начнет принимать горизонтальное или вертикальное положение, причем угол подъема подставки для ног будет изменяться пропорционально углу наклона спинки кресла. Приняв желаемое положение, повторно нажмите на одну из данных кнопок для остановки регулировки.

Система нулевой гравитации Zero Gravity

Последовательно нажимайте на кнопку **ZERO-G** 4 для выбора одного из двух положений кресла. При данном режиме вы перестаете ощущать земное притяжение, словно оказываясь в невесомости. Для деактивации системы нулевой гравитации нажмите кнопку **ZERO-G** еще раз.

А АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА



1. Нажмите кнопку включения/выключения  **1** на пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. Выберите один из 5-ти автоматических режимов массажа нажатием на одну из соответствующих кнопок **3 4 5 6 7**. Начнется процесс сканирования роста для подстройки кресла под индивидуальные особенности вашего тела.

■ **ПРОБУЖДАЮЩИЙ 3**. Пробуждающий массаж позволяет избавиться от хронической усталости, апатии, нарушений сна, раздражительности. Акцент делается на массаже всей спины и массаже ног.

■ **ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 4**. Легкое вытяжение позвоночника во время данного режима массажа помогает восстановить физические и психоэмоциональные функции организма после нагрузок.

■ **РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 5**. Комбинирование таких видов массажа, как разминание и постукивание, а также воздействие на плечевой пояс, бедра, поясницу и стопы помогают добиться полного расслабления всего тела.

■ **ШЕЯ/ПЛЕЧИ 6**. Разминающий массаж в области шеи и плеч, а также верхней части спины.

■ **БЕДРА/НОГИ 7**. Во время данного режима массажа тщательно прорабатываются бедра, ноги и поясница.

3. Во время автоматических режимов массажа всего тела можно подключить ряд дополнительных опций. Для этого откройте крышку, расположенную на пульте управления:

■ **ПРОГРЕВ 10**. Повторно нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима прогрева поясницы.

■ **ВИБРАЦИЯ 11**. Повторно нажимайте данную кнопку включения/выключения режима вибрационного массажа ягодиц.

■ **▶|| 2**. Нажмите данную кнопку для временного прерывания текущего режима массажа.


■ **▶|| 2**. Нажмите и удерживайте данную кнопку для изменения длительности сеанса массажа: 5-10-15-20-25-30 минут. По умолчанию длительность установлена на 15 минут.

■ **СИЛА 8**. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 5-ти уровней интенсивности воздействия.

■ **СКОРОСТЬ 9**. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 5-ти уровней скорости движения роликов.

■ **▼▲ 12. ИНТЕНСИВНОСТЬ**. Повторно нажимайте данные кнопки для увеличения/уменьшения уровня интенсивности воздушно-компрессионного воздействия.

В МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА



1. Нажмите кнопку включения/выключения на пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. Откройте крышку пульта управления.

3. Выберите один из механических режимов массажа нажатием на одну из соответствующих кнопок:

■ **РАЗМИНАНИЕ.** Разминающий массаж **1**. Нажмите данную кнопку один раз для включения 1-го режима разминающего массажа, второй раз – для включения 2-го режима. Для выключения разминающего массажа нажмите на кнопку третий раз.

■ **ПОСТУКИВАНИЕ.** Постукивающий массаж **2**. Нажмите данную кнопку один раз для включения 1-го режима постукивающего массажа, второй раз – для включения 2-го режима. Для выключения постукивающего массажа нажмите на кнопку третий раз.

■ **ШИАЦУ.** Массаж шиацу **3**. Нажмите данную кнопку один раз для включения 1-го режима массажа шиацу, второй раз – для включения 2-го режима. Для выключения массажа шиацу нажмите на кнопку третий раз.

■ **РОЛИКОВЫЙ.** Роликовый массаж **4**. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима прокатывания роликов вдоль позвоночника.

Примечание. Некоторые механические режимы массажа можно комбинировать, например, РАЗМИНАНИЕ+ПОСТУКИВАНИЕ, РАЗМИНАНИЕ+ШИАЦУ.

4. Во время механических режимов массажа можно подключить ряд дополнительных опций и регулировать интенсивность массажного воздействия:

■ **СИЛА** 5. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 5-ти уровней интенсивности воздействия.

*Данная опция доступна только для механического режима РАЗМИНАНИЕ.

■ **СКОРОСТЬ** 6. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 5-ти уровней скорости движения роликов.

*Данная опция доступна только для механических режимов ПОСТУКИВАНИЕ и ШИАЦУ.

■ **ШИРИНА.** Для регулировки ширины положения массажных роликов нажмите на одну из данных кнопок:

- широко 7
- средне 8
- узко 9

*Данная опция доступна только для механических режимов ПОСТУКИВАНИЕ, ШИАЦУ и РОЛИКОВЫЙ.

■ **ОБЛАСТЬ** 10. Область спины. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения функции массажа определенной области спины.

■ **ТОЧКА** 11. Точка спины. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения функции массажа в определенной точке спины.

*Данная опция доступна для всех механических режимов массажа, кроме РОЛИКОВЫЙ.

■ **ВЫШЕ** 12. При выборе функции **ТОЧКА** или **ОБЛАСТЬ** нажмите и удерживайте данную кнопку; массажные ролики при этом начнут движение вверх. Когда массажные ролики достигнут желаемого положения, отпустите нажатие кнопки.

■ **НИЖЕ** 13. При выборе функции **ТОЧКА** или **ОБЛАСТЬ** нажмите и удерживайте данную кнопку; массажные ролики при этом начнут движение вниз. Когда массажные ролики достигнут желаемого положения, отпустите нажатие кнопки.


Внимание! Настраивать положение массажных роликов по высоте можно только после нажатия кнопки **ТОЧКА** или **ОБЛАСТЬ**.

■ **ПРОГРЕВ** 14. Повторно нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима прогрева поясницы.

■ **ВИБРАЦИЯ** 15. Повторно нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима вибрационного массажа ягодич.

■ **▶||** 16. Нажмите и удерживайте данную кнопку для изменения длительности сеанса массажа: 5-10-15-20-25-30 минут. По умолчанию длительность установлена на 15 минут.

С ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА



1. Нажмите кнопку включения/выключения  на пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. Откройте крышку пульта управления.

3. Выберите один из воздушно-компрессионных режимов массажа нажатием на одну из соответствующих кнопок.

Воздушно-компрессионные режимы массажа могут работать как самостоятельно, так и в комбинации друг с другом, а также в комбинации с другими режимами массажа.

■ **ПЛЕЧИ** ①. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного режима массажа плеч.

■ **ПОЯСНИЦА/ЯГОДИЦЫ** ②. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного режима массажа поясницы и ягодиц.

■ **РУКИ** ③. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа рук.

■ **ИКРЫ/СТОПЫ** ④. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа икр и стоп.

5. Во время воздушно-компрессионных режимов массажа можно регулировать интенсивность массажного воздействия:

■ ▼▲ 5 6. **ИНТЕНСИВНОСТЬ**. Повторно нажимайте данные кнопки для увеличения/уменьшения уровня интенсивности воздействия воздушно-компрессионного массажа.

6. Во время действия воздушно-компрессионных режимов массажа всего тела можно подключить ряд дополнительных опций:

■ **ПРОГРЕВ** 7. Повторно нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима прогрева поясницы.

■ **ВИБРАЦИЯ** 8. Повторно нажимайте данную кнопку включения/выключения режима вибрационного массажа ягодиц.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

За минуту до окончания сеанса массажа раздастся несколько звуковых сигналов. По окончании массажа массажные ролики вернуться в исходное положение, но угол наклона массажного кресла останется неизменным. Нажмите на кнопку включения/выключения для возврата массажного кресла в исходное положение. После этого переведите переключатель питания под спинкой кресла в положение «0» и отключите кресло от сети.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Громкий звук во время использования кресла	Звук может быть вызван трением массажных роликов об обивку кресла	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Переключатель питания не переведен в положение «I»	Переведите переключатель питания в положение «I»
Невозможно отрегулировать угол наклона спинки кресла или подставки для ног	Кресло не включено в сеть	Включите кресло в сеть
	Большая нагрузка на спинку кресла или подставку для ног	Снизьте нагрузку или давление на спинку кресла и подставку для ног
Внезапное прекращение работы	Прекратилась подача электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Закончилось время сеанса массажа, сработал таймер	Выберите режим массажа или выключите устройство

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Прежде чем производить чистку или обслуживание устройства отключите его от сети.
- Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство из розетки.
- При очистке поверхностей из кожзаменителя протрите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не используйте слишком большое количество моющего средства: оно может повредить структуру материала.
- Сухой мягкой тканью протрите все остальные поверхности кресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте едкие чистящие или моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать повреждения или обесцвечивания материала изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений не мочите изделие.

- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, т. к. это может испортить материал обивки.
- Накройте кресло чистой тканью, если не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Избегайте соприкосновения устройства с острыми или режущими предметами, которые могут повредить материал обивки кресла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название изделия	Массажное кресло
Модель	Quadro
Источник питания	220 - 240 В
Частота	50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	210 Вт
Таймер	5/10/15/20/25/30 минут
Условия хранения и эксплуатации	Температура: не более 40°C



